



Multimanomètres

Description

Description technique :

Les multimanomètres peuvent être utilisés avec plusieurs liquides manométriques : mercure, eau, etc... À l'exception des liquides susceptibles d'attaquer l'aluminium.
La mise à niveau s'effectue par vis calantes.


Modèles disponibles

- **Modèle fixe**

EI 100 : 24 tubes, réservoir fixe, échelle 500 mm
Tubes simples ou Tubes en U

- **Modèles inclinables à réservoir : mobile**

Image not found or type unknown



PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Aérodynamique

Champs de Méta

Sku : SERIE EI100